

# Für neue Bewegungsfreiheit in Ihrem Zuhause

## Der Acorn 130 Superglide gerader Treppenlift



**Der Acorn Superglide Treppenlift ist einer der technologisch fortschrittlichsten Treppenlifte auf dem Markt und hilft Tausenden von Menschen weltweit, ihr Haus wieder vollständig nutzen zu können. Er ist eine sichere, komfortable und einfache Lösung bei Schwierigkeiten mit Treppen.**

Jeder Aspekt des Acorn Superglide wurde gemäß den höchsten Standards an Komfort und Sicherheit konzipiert. Unsere langjährige Erfahrung hat uns geholfen, einen Treppenlift zu entwerfen, bei dem die Bedürfnisse des Kunden im Vordergrund stehen.

Der Acorn Superglide wird durch wartungsfreie Gleichstrombatterien angetrieben, wodurch Ihr Treppenlift auch im Falle eines Stromausfalls funktioniert.

Dank der sanften Start-/Stop-Funktion des Superglide kommt es nicht zu plötzlichen Zuckbewegungen oder Erschütterungen. Mit seinem nahezu geräuschlosen Betrieb fügt sich der Lift unauffällig in Ihr Zuhause ein.

Eine weitere Funktion, bei der Acorn Pionierarbeit geleistet hat, ist die digitale Statusanzeige die Sie vor möglichen Gefahren warnt, bevor sie entstehen (z.B. wenn der Treppenlift versehentlich ausgeschaltet oder falsch geparkt wurde).

Sie haben die beruhigende Gewissheit, dass bereits Zehntausende von Haushalten weltweit positive Erfahrungen mit Acorn gemacht haben.

 **ACORN**  
TREPPENLIFTE


## Zahlreiche Funktionen zu Ihrem Vorteil



- 1 Gepolsterte Sitzfläche.
- 2 Einfache Steuerung.
- 3 Sicherer Sitzgurt.
- 4 Einklappbare Fußstütze, Sitzfläche und Armlehnen ermöglichen leichten Zugang zur Treppe.
- 5 Drehsitz.
- 6 Durch den feststellbaren Ein-/Aus-Schalter kann der Benutzer die Bedienung des Lifts durch andere (z.B. Kinder) verhindern.
- 7 Digitale Statusanzeige informiert den Benutzer über den Zustand des Liftes.
- 8 Fünf Sicherheitssensoren an Fußstütze und Sitzgestell halten den Lift automatisch an, wenn er auf ein Hindernis trifft.
- 9 Dank tragbarer Fernbedienungen können Sie den Lift im Treppenhaus nach oben oder unten rufen oder schicken.

### Maße


	mm	Zoll
<b>A</b> Boden bis Oberseite der Fußstütze	95	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
<b>B</b> Oberseite der Fußstütze bis Oberseite des Sitzes	445	17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
<b>C</b> Oberseite des Sitzes bis Oberseite der Armlehnen	250	9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
<b>D</b> Oberseite der Armlehnen bis Oberseite der Rückenlehne	190	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
<b>E</b> Breite zwischen den Armlehnen (breite Version)	445 <sup>(495)</sup>	17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
<b>F</b> Gesamtbreite	605	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
<b>G</b> Gesamthöhe	980	38 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
<b>H</b> Länge der Armlehnen ab Rückenlehne	470	18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
<b>I</b> Länge der Sitzfläche ab Rückenlehne	435	17
<b>J</b> Länge der Fußstütze	325	12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
<b>K</b> Breite der Fußstütze	310	12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
<b>L</b> Vorderseite der Fußstütze bis Strebe	570	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
<b>M</b> Rückseite des Sitzes bis Strebe	13	<sup>1</sup> / <sub>2</sub>
<b>N</b> Fallbreite	310	12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>



### Technische Daten

<b>Motorleistung</b>	0,25 kW
<b>Motorabtriebsdrehzahl</b>	Nicht höher als 0,15 m/s
<b>Antriebsmethode</b>	Zahnstangenantrieb
<b>Abtriebsdrehmoment</b>	108 Nm

<b>Stromversorgung</b>	24 V DC (Batterie)
<b>Maximale Kapazität</b>	127 kg
<b>Schiene</b>	Stranggepresstes Aluminium
<b>Netzversorgung</b>	UK 240 V / EC 220 V - 50 Hz Ladegerät



**ACORN**  
TREPPENLIFTE

### Händlerstempel

Acorn Mobility Services Ltd · Telecom House  
Millennium Business Park · Station Road · Steeton · West Yorkshire · BD20 6RB

Acorn behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Maße sind ungefähre Angaben. Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Artikel können leicht abweichen.

Partner in der Schweiz: Novomed GmbH, Ringstrasse 9, 4123 Allschwil, Tel 061 383 13 00, kundendienst@novomed.ch